



TOMA DE MUESTRAS PARA GENOTIPADO CANINO

1. Tome una muestra de sangre en tubo con EDTA, evitando la contaminación con cualquier material de otro perro.
2. Invierta el tubo repetidamente unas 18-10 veces para que se mezcle adecuadamente la sangre con el anticoagulante.
3. Anote claramente el nombre o el número de chip del perro en la etiqueta del tubo
4. Remita por correo. No es necesario congelar ni refrigerar la muestra si se envía rápidamente
5. Rellene la hoja de identificación, incluyendo todos los perros cuyas muestras se envíen juntas.
6. Envíelo a la dirección:

Guillermo Ramis
Departamento de Producción Animal
Facultad de Veterinaria
Campus de Espinardo
Universidad de Murcia
30100 Murcia

[Hoja de identificación \(recuerde que puede descargarla para su impresión o rellenarla a modo de formulario antes de imprimir\)](#)